


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ssrp1 ウサギポリクローナル抗体 - Q08945

商品番号: CM0015178



前書き

ヒトSSRP1（FACT80）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。クロマチン転写伸長因子サブユニットを標的とし、ヌクレオソームリモデリング、DNA修復、転写制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSRP1 ウサギ pAb
備考/別名	FACT; T160; FACT80; SSRP1
種	ヒト
遺伝子ID	6749
免疫原	ヒトSSRP1（NP_003137.1）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08945
タンパク質分子量	81kDa
発送方法	保冷バッグ