

Anti-Sstr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P30872

商品番号: CM0026124



前書き

SSTR1

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAアプリケーションにおいて、ヒトおよびラットのソマトスタチン受容体タイプ1（SSTR1/SRIF-2）を検出します。組換え免疫原は、N末端ドメイン（aa 1-56）を標的とします。分子量：43kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSTR1 ウサギ pAb
備考/別名	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
種	ヒト
遺伝子ID	6751 (ヒト)
免疫原	ヒト SSTR1 (NP_001040.1) のアミノ酸1-56に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P30872
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ