

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sstr2ポリクローナル抗体 - P30874

商品番号: CM0024433



前書き

ヒト SSTR2 (NP_001041.1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ソマトスタチンシグナル伝達および膵ホルモン調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ソマトスタチン受容体2 (SSTR2) ウサギpAb
備考/別名	SST2；ソマトスタチン受容体2 (SSTR2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6752
GeneID	6752
免疫原	合成ペプチド：ヒトソマトスタチン受容体2 (SSTR2) (NP_001041.1) のアミノ酸270～369番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30874
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋梱包