

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sstr5モノクローナル抗体抗体 - P35346

商品番号: CM0005649



前書き

ヒト SSTR5を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ソマトスタチン受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSTR5 Rabbit mAb
備考/別名	SST5; SS-5-R; SSTR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6755
GeneID	6755
免疫原	ヒト SSTR5 (P35346) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35346
タンパク質分子量	39kDa
配送方法	アイスバッグ