


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ssx2ポリクローナル抗体 - Q16385

商品番号: CM0013009



前書き

ヒトSSX2（癌/精巢抗原5.2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。腫瘍学および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSX2 ウサギpAb
備考/別名	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6757
GeneID	6757
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSSX2（NP_783629.1）のアミノ酸1-188番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16385
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤