

Wb、Elisa用 Anti-Ssx4 ポリクローナル抗体 - O60224

商品番号: CM0028758

前書き

WBおよびELISAで検証済みのSSX4

ウサギpAb。ヒトおよびマウスのSSX4を標的とします。転写制御研究やがん/精巣抗原の研究に最適です。I
VD原材料パートナーであるCamelBioが供給いたします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSX4 ウサギpAb
備考/エイリアス	CT5.4; SSX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6759
GeneID	6759
免疫原	ヒトSSX4 (NP_005627.1) のアミノ酸70-188に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60224
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋