


Wb、Elisa用 Anti-St14 ポリクローナル抗体 - Q9Y5Y6

商品番号: CM0024812



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの高品質な抗ST14ウサギポリクローナル抗体。ヒトST14（マトリプターゼ）を標的とし、マウスとの交差反応性があり、プロテアーゼ活性と上皮分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST14 Rabbit pAb
備考/別名	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6768
GeneID	6768
免疫原	ヒトST14 (NP_068813.1) のアミノ酸566-855に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5Y6
タンパク質分子量	95kDa
輸送	アイスバッグ