

Anti-St3Gal4ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q11206

商品番号: CM0026033

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なST3GAL4ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのST3GAL4（糖タンパク質/糖脂質生合成および止血における重要なシアル酸転移酵素、分子量38 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST3GAL4 Rabbit pAb
備考/別名	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6484
GeneID	6484
免疫原	ヒトST3GAL4 (NP_006269.1) のアミノ酸27-267に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q11206
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ