

抗St3Gal4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa） - Q11206

商品番号: CM0019578

前書き

ヒトST3GAL4（Q11206）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。シアリルトランスフェラーゼ機能、止血、白血球接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST3GAL4ウサギpAb
備考／別名	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAc6S; ST3 beta-galactoside alpha-2; 3-sialyltransferase 4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6484
GeneID	6484
免疫原	合成ペプチド ヒトST3GAL4（NP_001241686.1）のアミノ酸234～333内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q11206
タンパク質分子量	36kDa/37kDa/38kDa
配送	保冷バッグ