

Wb、Elisa用抗St3Gal5ポリクローナル抗体 - Q9Unp4

商品番号: CM0028893

前書き

ヒトST3GAL5（GM3シンターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認されており、ヒト、マウス、ラットに対して交差反応性を示します。ガングリオシド生合成や神経生物学研究の貴重なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST3GAL5 ウサギ pAb
備考/別名	SATI; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8869
遺伝子ID	8869
免疫原	ヒトST3GAL5 (NP_003887.3) のアミノ酸80～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNP4
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤