

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗St6Gal1ポリクローナル抗体 - P15907

商品番号: CM0029204



前書き

ST6GAL1 (α -2,6-シアリルトランスフェラーゼ1) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。B細胞の抗原形成とIgGのシアリル化に関与するゴルジ酵素であるヒト、マウス、ラットのST6GAL1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST6GAL1 ウサギpAb
備考/別名	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6480
GeneID	6480
免疫原	ヒトST6GAL1 (NP_775323.1) のアミノ酸27〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15907
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤