

Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用 抗St6Gal1/Cd75ウサギモノクローナル抗体 - P15907

商品番号: CM0006422



前書き

ST6GAL1/CD75に対するウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、FC、ELISAでの検証済み。ヒトサンプルにおけるシアル酸転移酵素の機能および糖鎖修飾の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST6GAL1/CD75 ウサギmAb
備考／別名	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1/CD75
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6480
遺伝子ID	6480
免疫原	ヒトST6GAL1/CD75 (NP_001340845.1) のアミノ酸44〜406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15907
タンパク質分子量	20kDa/47kDa
輸送	保冷バッグ