

Wb、Elisa用抗St8Sia1ポリクローナル抗体 - Q92185

商品番号: CM0030986

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒトST8SIA1（GD3シンターゼ）を標的とします。WBおよびELISAにおいて内在性ST8SIA1を検出し、マウスと交差反応します。ガングリオシド代謝研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST8SIA1 ウサギpAb
備考/別名	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8SiaI; ST8SIA1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6489
遺伝子ID	6489
免疫原	ヒトST8SIA1（NP_003025.1）のアミノ酸49〜270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q92185
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋