

Wb、Elisa用抗St8Sia4ウサギポリクローナル抗体 - Q92187

商品番号: CM0029474



前書き

ポリシアリルトランスフェラーゼであるヒトST8SIA4に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しています。免疫原はヒトST8SIA4のアミノ酸20～168番に由来します。ヒト検体での検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST8SIA4 Rabbit pAb
備考／別名	PST; PST1; SIAT8D; ST8SIA-IV; ST8SIA4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7903
GeneID	7903
免疫原	ヒトST8SIA4 (NP_778222.1) のアミノ酸20～168番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92187
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋