


Wb・Elisa用抗Stamウサギポリクローナル抗体 - Q92783

商品番号: CM0030042



前書き

ヒトSTAM（シグナル伝達アダプター分子1）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。標的は細胞シグナル伝達およびエンドソームソーティングに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAM Rabbit pAb
備考／別名	STAM1; STAM-1; STAM
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8027
遺伝子ID	8027
免疫原	組換えタンパク質。ヒトSTAM（NP_003464.1）のアミノ酸120～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92783
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	保冷剤