

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Stam2 ウサギポリクローナル抗体 - O75886

商品番号: CM0028177



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みのSTAM2ウサギポリクローナル抗体。サイトカインシグナル伝達と受容体ダウンレギュレーションに関与するシグナル伝達アダプター分子2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAM2 ウサギ pAb
備考/別名	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
種	ヒト
遺伝子ID	10254
免疫原	ヒトSTAM2 (NP_005834.4) のアミノ酸376-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75886
タンパク質分子量	58kDa
輸送	氷袋