


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Stambp ポリクローナル抗体 - O95630

商品番号: CM0028428



前書き

ヒトSTAMBP (AMSH)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。脱ユビキチン化、エンドソーム選別、BMPシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAMBP ウサギ pAb
備考/別名	AMSH; MICCAP; STAMBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10617
GeneID	10617
免疫原	ヒトSTAMBP (NP_998787.1) のアミノ酸100-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O95630
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ