


## 抗Starウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P49675

商品番号: CM0013324



## 前書き

ヒト、マウスにおいてWB、IP、ELISAでの使用が検証済みのStAR (STARD1)

ウサギポリクローナル抗体です。ミトコンドリア性ステロイド生成急性調節タンパク質（32 kDa、SWISS P49675）を標的とし、ステロイド生成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名       | StAR Rabbit pAb                                       |
| 備考／別名     | STARD1; StAR                                          |
| 対象種       | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 6770                                                  |
| 遺伝子ID     | 6770                                                  |
| 免疫原       | ヒトStAR (NP_000340.2) のアミノ酸64～285番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途        | WB、IP、ELISA                                           |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                                |
| SWISS     | P49675                                                |
| タンパク質分子量  | 32kDa                                                 |
| 発送方法      | 氷袋                                                    |