


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Star (Stard1) ウサギモノクローナル抗体 - P49675

商品番号: CM0007295



前書き

ヒトStAR/STARD1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ステロイドホルモン合成における重要なコレステロール輸送タンパク質を標的とします。ステロイド生成および副腎/性腺研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	StAR ウサギ mAb
備考/別名	STARD1; StAR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6770
GeneID	6770
免疫原	合成ペプチド ヒトStAR (NP_000340.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49675
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ