


Anti-Star (Stard1) ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-P, Elisa対応） - P49675

商品番号: CM0022362



前書き

ヒトStAR (STARD1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。StARはステロイド合成に重要な役割を果たすミトコンドリアコレステロールトランスポーターです。WB、IF、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	StAR Rabbit pAb
備考/別名	STARD1; StAR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6770
遺伝子ID	6770
免疫原	ヒトStAR (NP_000340.2) のアミノ酸64-285内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P49675
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ