


Anti-Stard3 (Mln64, Cab1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14849

商品番号: CM0025674



前書き

ヒトSTARD3 (MLN64, CAB1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性あり。コレステロール輸送およびエンドソーム生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STARD3 ウサギ pAb
備考/別名	CAB1; es64; MLN64; STARD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10948
遺伝子ID	10948
免疫原	ヒトSTARD3 (NP_006795.3) のアミノ酸170-445に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14849
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ