

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Stard3Nlポリクローナル抗体 - O95772

商品番号: CM0020981

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのSTARD3NLウサギポリクローナル抗体です。ヒトSTARD3NL（MENTHO）タンパク質を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。STARD3NLはER接触部位を形成する後期エンドソームテザリングタンパク質で、膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STARD3NL ウサギ pAb
備考/別名	MENTHO; STARD3NL
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	83930
遺伝子ID	83930
免疫原	ヒトSTARD3NL（NP_114405.1）のアミノ酸185～234番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95772
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	氷袋