


Wb、Ip、Elisa用抗Stat1ウサギモノクローナル抗体 - P42224

商品番号: CM0002043



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済みのSTAT1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSTAT1と反応します。インターフェロンシグナル伝達および抗ウイルス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT1 ウサギmAb
備考／別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
種	ヒト
遺伝子ID	6772 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド：ヒトSTAT1 (P42224) のアミノ酸1～100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87kDa
発送方法	保冷剤