


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Stat1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P42224

商品番号: CM0015787



前書き

ヒトSTAT1 (P42224)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。インターフェロンシグナル伝達とSTAT1転写因子活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT1 ウサギ pAb
備考/別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT9I; STAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6772
GeneID	6772
免疫原	ヒトSTAT1 (NP_009330.1) のアミノ酸513-712に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ