

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Stat2 ポリクローナル抗体 - P52630

商品番号: CM0017918



前書き

ヒトSTAT2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。
インターフェロンシグナル伝達および抗ウイルス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT2 ウサギ pAb
備考/別名	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6773
GeneID	6773
免疫原	ヒトSTAT2 (NP_005410.1) のアミノ酸550-706に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52630
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ