

WbおよびElisa用 抗Stat3 ウサギモノクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0003000



前書き

ヒトSTAT3に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスSTAT3を検出し、分子量は88 kDaです。JAK/STATシグナル伝達研究、炎症、細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] STAT3ウサギmAb
備考/別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6774
遺伝子ID	6774
免疫原	合成ペプチド: ヒトSTAT3 (P40763)のアミノ酸600-700に対応する配列の合成ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	保冷バッグ