

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Stat3ウサギモノクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0005270



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルSTAT3抗体です。ヒト、マウス、ラット、サルのSTAT3（約88kDa）を検出します。JAK/STATシグナル伝達、炎症、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT3 ウサギmAb
別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6774
GeneID	6774
免疫原	ヒトSTAT3 (NP_003141.2) のアミノ酸611～710番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷剤