

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Stat3 ウサギポリクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0020777



前書き

ヒトSTAT3 (P40763)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットのSTAT3と交差反応性があります。JAK/STATシグナル伝達、Th17細胞分化、炎症および腫瘍学における転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT3 ウサギ pAb
備考/別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
種	ヒト
遺伝子ID	6774
免疫原	ヒトSTAT3 (NP_644805.1) のアミノ酸130-770に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ