

Anti-Stat4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14765

商品番号: CM0011263

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのAnti-STAT4 Rabbit Monoclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットと反応します。Th1分化およびインターフェロングシグナリングに重要なSTAT4転写調節因子を標的とします。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT4 Rabbit mAb
備考/別名	SLEB11; STAT4
種	ヒト
遺伝子ID	6775
免疫原	ヒトSTAT4 (NP_003142.1) のアミノ酸649-748領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14765
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋