

ウェスタンブロット用 抗Stat4 ウサギポリクローナル抗体 - Q14765

商品番号: CM0025077

前書き

STAT4 Rabbit

pAbは、組換えヒトSTAT4タンパク質に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体であり、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSTAT4を検出します。免疫応答やT細胞分化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT4 Rabbit pAb
備考／別名	SLEB11; STAT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6775
GeneID	6775
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSTAT4 (NP_003142.1) のアミノ酸569-748に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14765
タンパク質分子量	86kDa
発送	保冷バッグ