


抗Stat5Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P42229

商品番号: CM0026228



前書き

本STAT5Aウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/IC C、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSTAT5Aと反応します。授乳およびがんにおけるシグナル伝達と転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	STAT5A Rabbit pAb
備考／別名	MGF; STAT5; STAT5A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6776
GeneID	6776
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42229
タンパク質分子量	91kDa
発送方法	氷袋梱包