


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Stat5Bウサギポリクローナル抗体 - P51692

商品番号: CM0016256



前書き

ウエスタンブロット、IHC、ELISA用STAT5Bウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。サイトカインシグナル伝達に参与するシグナル伝達兼転写活性化因子5B（90 kDa）を検出します。 - P51692

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT5B Rabbit pAb
備考/別名	STAT5; GHISID2; STAT5B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6777
遺伝子ID	6777
免疫原	ヒトSTAT5B (NP_003143.2) のアミノ酸594-794番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51692
タンパク質分子量	90kDa
発送方法	保冷剤