

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Stat6ウサギモノクローナル抗体 - P42226

商品番号: CM0002234



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用にバリデーション済みの高特異性抗STAT6ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSTAT6を検出します。STAT6はIL-4/IL-3シグナル伝達における重要な転写因子であり、サイトカイン経路研究および診断薬開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT6 ウサギ mAb
備考/別名	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6778
GeneID	6778
免疫原	合成ペプチド ヒトSTAT6 (P42226-1) のアミノ酸747-847に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42226
タンパク質分子量	94kDa
発送	保冷バッグ