

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Stat6 ウサギポリクローナル抗体 - P42226

商品番号: CM0019350



前書き

ヒトSTAT6に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。IL-4/IL-3シグナル伝達、転写調節、免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT6 ウサギ pAb
備考/別名	STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; シグナル伝達兼転写活性化因子6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6778
遺伝子ID	6778
免疫原	合成ペプチド ヒトSTAT6のアミノ酸748-847に対応する配列に基づく合成ペプチド (NP_003144.3)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42226
タンパク質分子量	74kDa/81kDa/94kDa
配送	保冷バッグ