

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Stat6 ウサギポリクローナル抗体 - P42226

商品番号: CM0015383



前書き

STAT6を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSTAT6を検出し、IL-4/STAT6シグナル伝達および転写調節の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT6 ウサギ pAb
備考/別名	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6778
GeneID	6778
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42226
タンパク質分子量	94kDa
発送	保冷バッグ