

ウエスタンブロット、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Stathmin 1 モノクローナル抗体 - P16949

商品番号: CM0011585

前書き

ヒト Stathmin 1 (OP18, pp17)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタン
ブロット、IF/ICC、IF-P、IHC-
P、ELISAに使用可能。マウス、ラットとの交差反応
性あり。微小管ダイナミクス、白血病、神経発生研究
に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Stathmin 1 ウサギ mAb
備考/別名	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Stathmin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3925
GeneID	3925
免疫原	合成ペプチド ヒト Stathmin 1 (P16949) のアミノ酸70-149に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16949
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ