

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Stathmin 1ポリクローナル抗体 - P16949

商品番号: CM0022108

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISA用にStathmin 1 (Op18/p19) を標的とします。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Stathmin 1は微小管ダイナミクスを調節し、急性白血病で過剰発現しています。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Stathmin 1ウサギpAb
備考／別名	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Stathmin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3925
GeneID	3925
免疫原	合成ペプチド ヒトStathmin 1 (NP_005554.1) のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16949
タンパク質分子量	17 kDa
配送	保冷剤