

WbおよびElisa用抗Stathmin 1ウサギポリクローナル抗体 - P16949

商品番号: CM0015757

前書き

ヒトStathmin

1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスとも交差反応します。微小管ダイナミクスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Stathmin 1ウサギpAb
備考／別名	Lag、SMN、OP18、PP17、PP19、PR22、LAP18、Clorf215、Stathmin 1
種	ヒト
遺伝子ID	3925
免疫原	ヒトStathmin 1（NP_981944.1）のアミノ酸1～149に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16949
タンパク質重量	17 kDa
輸送条件	保冷バッグ