

抗Staufenポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O95793

商品番号: CM0026519



前書き

ヒトStaufen（STAU1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。mRNA局在化およびウイルス粒子産生に関与する二本鎖RNA結合タンパク質を標的としており、遺伝子発現および宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Staufen ウサギpAb
備考/別名	STAU; PPP1R150; Staufen
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	6780
GeneID	6780
免疫原	組換えタンパク質 ヒトStaufen（NP_059347.2）のアミノ酸426～577に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95793
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤