

Anti-Stc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - P52823

商品番号: CM0026939

前書き

ヒトSTC1（Stanniocalcin-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腎臓のリン酸再吸収やホルモンシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STC1 Rabbit pAb
備考/別名	STC; STC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6781
GeneID	6781
免疫原	ヒトSTC1 (NP_003146.1) のアミノ酸18-247に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52823
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ