

Anti-Steap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uhe8

商品番号: CM0021399



前書き

STEAP1（前立腺六回膜上皮抗原1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。前立腺腫瘍および鉄代謝の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STEAP1 Rabbit pAb
備考/別名	STEAP; PRSS24; STEAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26872
GeneID	26872
免疫原	ヒトSTEAP1 (NP_036581.1) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHE8
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋