

抗ステロールキャリアタンパク質2（Scp2）ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa用途 - P22307

商品番号: CM0005044



前書き

ヒトステロールキャリアタンパク質2（SCP2, P22307）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝やペルオキシソーム酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ステロールキャリアタンパク質2 ウサギmAb
備考/別名	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; Sterol carrier protein 2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6342
遺伝子ID	6342
免疫原	合成ペプチド；ヒトステロールキャリアタンパク質2（P22307）のアミノ酸1～100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22307
タンパク質分子量	59kDa
配送方法	保冷剤