

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Stim1 ウサギモノクローナル抗体 - Q13586

商品番号: CM0005439



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISAアプリケーションで検証済みの組換え抗STIM1ウサギモノクローナル抗体。カルシウム貯蔵操作型カルシウム流入に重要なカルシウムセンサーであるヒトSTIM1を検出します。カルシウムシグナリングおよびイオン輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIM1 ウサギ mAb
備考/別名	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6786
GeneID	6786
免疫原	ヒトSTIM1 (NP_003147.2) のアミノ酸530-685に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13586
タンパク質分子量	77kDa
輸送	保冷バッグ