

Anti-Stim1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

商品番号: CM0022972



前書き

ヒトSTIM1を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ストア操作型Ca²⁺流入およびカルシウムシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIM1 Rabbit pAb
備考/別名	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6786
GeneID	6786
免疫原	ヒトSTIM1 (NP_003147.2) のアミノ酸451-685に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13586
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋