

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Stim1 ウサギ Polymab® - Q13586

商品番号: CM0006300



前書き

ヒトSTIM1（アミノ酸530-685）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IP、ELISA用。貯蔵庫作動性カルシウム流入を研究する研究者向けに設計。マウスおよびラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	STIM1 ウサギ PolymAb®
備考/別名	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6786
GeneID	6786
免疫原	ヒトSTIM1（NP_003147.2）のアミノ酸530-685に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13586
タンパク質分子量	77kDa
輸送	保冷バッグ