

Anti-Stim2 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q9P246

商品番号: CM0019875



前書き

ヒトSTIM2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSTIM2と反応します。免疫原はアミノ酸60-180に相当します。ストア操作型カルシウム流入の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIM2 Rabbit pAb
備考/別名	STIM2
種	ヒト
遺伝子ID	57620
免疫原	ヒトSTIM2 (NP_001162588) のアミノ酸60-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P246
タンパク質分子量	84kDa
配送	アイスパック