

Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Sting/Tmem173

モノクローナル抗体 - Q86Wv6

商品番号: CM0003714



前書き

ヒトSTING/TMEM173 (ERIS, MITA) に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性あり。自然免疫およびSTING経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STING/TMEM173 ウサギ mAb
備考/別名	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	340061
遺伝子ID	340061
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSTING/TMEM173 (NP_938023.1) のアミノ酸150-379に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q86WV6
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ