

## Anti-Sting/Tmem173 ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

商品番号: CM0021406



## 前書き

マウスSTING/TMEM173に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット標的を検出。自然免疫シグナリング、cGAS-STING経路、オートファジーの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | STING/TMEM173 ウサギ pAb                                       |
| 備考/別名       | ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik |
| 種           | マウス                                                         |
| GeneID (ヒト) | 340061                                                      |
| GeneID      | 72512                                                       |
| 免疫原         | マウスSTINGのアミノ酸280-371に対応する合成ペプチド (NP_938023.1)               |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS       | Q3TBT3                                                      |
| タンパク質分子量    | 43kDa                                                       |
| 発送          | 氷袋                                                          |