

Anti-Sting/Tmem173 ウサギPab Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - Q86Wv6

商品番号: CM0030760



前書き

ヒトSTING/TMEM173に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSTINGを検出します。自然免疫およびオートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STING/TMEM173 ウサギpAb
略称/別名	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	340061
遺伝子ID	340061
免疫原	ヒトSTING/TMEM173 (NP_938023.1) のアミノ酸254-379番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WV6
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋