

Anti-Sting/Tmem173 ウサギポリクローナル抗体 - Q86Wv6

商品番号: CM0027677



前書き

ウェスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光、免疫組織化学、およびELISAで検証済みの高品質なanti-STING/TMEM173ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのSTINGと交差反応し、自然免疫およびcGAS-STING経路の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STINGING/TMEM173 ウサギ pAb
備考/別名	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
種	ヒト
GeneID (ヒト)	340061
GeneID	340061
免疫原	ヒトSTING/TMEM173 (NP_938023.1) のアミノ酸139-379に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WV6
タンパク質分子量	42 kDa
配送	氷袋